

1 LAV CONCENTRATO

allegrini
HO.RE.CA. & FACILITIES

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO PER LAVANDERIA PROFESSIONALE



- **Costanza ed affidabilità dei dosaggi e dei risultati.**
- **Migliore maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.**
- **Locale lavanderia più ordinato.**



CONSIGLI

Una tanica da 6Kg di 1 LAV CONCENTRATO garantisce una copertura quasi pari ad una tanica da 20Kg del prodotto 1 LAV.

DESCRIZIONE

Il lavaggio di biancheria professionale come la biancheria utilizzata nella ristorazione e biancheria piana da letto, richiede un prodotto in grado di trattare questi tessuti efficacemente, garantendo il miglior risultato di pulizia.

1 LAV CONCENTRATO è un detergente fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno, ad elevata concentrazione di principi attivi per la rimozione dello sporco. Da utilizzare esclusivamente con apparecchiature di dosaggio automatico, abbinato al prodotto 2 LAV CONCENTRATO per il lavaggio meccanico di biancheria in cotone, sintetica e mista.

Il sistema lavanderia concentrati Allegrini garantisce maggiore spazio di magazzino, salvaguardia dell'ambiente e la riduzione di smaltimento taniche.

1 LAV CONCENTRATO

allegrini
HO.RE.CA. & FACILITIES

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO PER LAVANDERIA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Inodore
Peso specifico	1.38-1.39 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	13-14

pH 

POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 6 Kg - 0161LAC0024

MODALITÀ D'USO

In lavatrice professionale usato in combinazione con 2 LAV CONCENTRATO per la pulizia di cotone e sintetici.

Dosaggio:


Acqua dolce 0-15°f: prelavaggio 3 g/Kg, lavaggio 5 g/Kg.

Acqua media 15-25°f: prelavaggio 4 g/Kg, lavaggio 7 g/Kg.

Acqua dura > 25°f: prelavaggio 5 g/Kg, lavaggio 9 g/Kg.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Sistema Smart P Plus
01AA750065



Portatanica
01AA750068



2 LAV concentrato
0162LAC0020



3 LAV concentrato
0163LAC0024



3 LAV OXI concentrato
0163LOC0020



4 LAV concentrato
0164LAC0020

