

# 3 LAV OXI CONCENTRATO

**allegrini**  
HO.RE.CA. & FACILITIES

## ***CANDEGGIANTE COADIUVANTE CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI OSSIGENO***



- Ideale per la sbiancatura, protegge il colore dei capi.
- Funziona anche ad alte temperature.
- Migliore maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.



### **CONSIGLI**

Evitare il contatto con ipoclorito (3 LAV CONCENTRATO) ed altre sostanze ossidanti o prodotti alcalini.

### **DESCRIZIONE**

Per il lavaggio più approfondito della biancheria professionale, senza correre il rischio di scolorirla e rovinarla, è necessario utilizzare un candeggiante, coadiuvante del lavaggio a base di acqua ossigenata stabilizzata. La formulazione ecologica esente da cloro rende 3 LAV OXI CONCENTRATO il prodotto ideale per rimuovere ogni macchia candeggiabile rispettando le fibre ed i colori. Il prodotto in soluzione sviluppa ossigeno in grado di eliminare ogni tipo di macchia ossidabile, anche organica.

Da utilizzarsi durante la fase di lavaggio in aggiunta ai normali detergenti anche ad alte temperature.

Il sistema lavanderia concentrati Allegrini garantisce maggiore spazio di magazzino, salvaguardia dell'ambiente e la riduzione di smaltimento taniche.

# 3 LAV OXI CONCENTRATO

**allegrini**  
HO.RE.CA. & FACILITIES

## CANDEGGIANTE COADIUVANTE CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI OSSIGENO

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aspetto             | Liquido limpido           |
| Odore               | Caratteristico pungente   |
| Peso specifico      | 1.130 g/ml                |
| Solubilità in acqua | Completa in ogni rapporto |
| pH                  | ± 3                       |



### POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI


Cartone da 4 taniche da 5 Kg - 0163LOC0020

### MODALITÀ D'USO

La dose in acque di media durezza è compresa tra 2-5 g per ogni kg di biancheria asciutta.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Sistema Smart P Plus  
01AA750065



Portatanica  
01AA750068



1 LAV concentrato  
0161LAC0024



2 LAV concentrato  
0162LAC0020



3 LAV concentrato  
0163LAC0024



4 LAV concentrato  
0164LAC0020

